

Руководство по эксплуатации

Термометр медицинский максимальный TVY-120

Предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях или домашних условиях.

Способ измерения: аксиллярно (в подмышечной впадине).

Способ применения:

Встряхните термометр, держа его резервуаром вниз. Добейтесь снижения высоты столбика ртути до уровня 36°C.

Измерение температуры:

Разместите наконечник термометра в середине подмышечной впадины и плотно прижмите его рукой.

Время измерения - не менее 3-х минут.

Меры предосторожности:

Осторожно. Хрупкое. Содержит ртуть.

Храните термометр в футляре. Берегите от детей. Предохраняйте термометр от падений и ударов по нему. Если термометр разбился, и ртуть разлилась, тщательно соберите ее, а место разлива обработайте раствором марганцовки, чтобы связать ртуть химически.

Транспортируйте и храните термометр при температуре воздуха не ниже минус 35°C и не выше 42°C.

Термометр медицинский максимальный TVY-120

Изготовитель: «Амрус Энтепрайзис, Лтд.»,
Н-Дж 08863, США

Регистрационное
удостоверение № ФСЗ 2007/00232 от 17.08.07

Свидетельство об
утверждении типа СИ US.C.39.004.A № 31048

Диапазон измерений, °C 35-42

Пределы допускаемой
погрешности ±0,1

Цена деления шкалы, °C 0,1

Срок службы 5 лет

Срок действия гарантии 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на термометр, поврежденный вследствие удара, небрежного обращения, несоблюдения потребителем правил эксплуатации, пожара, стихийных бедствий или природных катаклизмов