

Товарный чек/Гарантийный талон



Дата продажи

Место продажи

№	наименование и код товара	серийный номер	кол-во	цена	сумма	гарантия
	Ультразвуковой скрабер Сияние CH-201, AllRest					12 мес
М.П.						

ИТОГО:
сумма прописью

Подпись продавца

Срок гарантии указан в гарантийном талоне. Без штампа магазина гарантийный талон не действителен.

Инструкция на русском языке получена. С комплектностью ознакомлен. Информация о товаре и сроке службы доведена продавцом в полном объеме. Комплектность и технические характеристики проверены в присутствии покупателя. Стороны пришли к соглашению о сроке гарантийного ремонта товара в течение 30 рабочих дней.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Благодарим Вас за приобретение продукции AllRest (Hong Kong). Перед началом использования просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.



Ультразвуковой скрабер Сияние

AllRest CH-201



Инструкция по эксплуатации.

Ультразвуковой аппарат для пилинга и чистки лица имеет четыре режима воздействия: **PEEL, TONE, CLEAN, LIFT**, при помощи которых можно самостоятельно эффективно проводить основные ультразвуковые и микротоковые косметологические процедуры в домашних условиях:

ультразвуковой пилинг лица, тонизация кожи лица, микромассаж ультразвуком, фонофорез, ультразвуковая чистка кожи, лифтинг, микротоковое воздействие

Таймер продолжительности процедур регулируется от 1 до 20 мин.

Интенсивность воздействия - увеличивается до 6 уровней. Облегченная модель для удобства пользования.

Показания к использованию

Очищение кожи любого типа. Грубая, ороговевшая кожа. Неровный цвет лица. Пигментные пятна, веснушки. Наличие шрамов и рубцов постакне. Большое количество комедонов (черных точек). Отеки. Кожа, нуждающаяся в увлажнении. Наличие морщин, вялая, атоничная кожа

Противопоказания к использованию

Нарушения сердечного ритма (аритмии), недостаточность кровообращения свыше II Б степени, болезни крови, тромбозы, ишемическая болезнь сердца. Ношение электрокардиостимулятора. Онкология и предонкология. Острые воспалительные и гнойные процессы. Психические болезни. Беременность. Заболевания эндокринной системы. Наличие имплантатов, расположенных под кожей или в мышцах (золотые нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты и брекетки. Избегайте: область глаз, область над сердцем и щитовидной железой, половых органов, над силиконовыми имплантатами, областях с гелевой контурной пластикой.

Внешний вид прибора и порядок работы



1. Проздезинфицируйте лопатку скрабера.
2. Нанесите на кожу и на лопатку скрабера соответствующее процедуре косметическое средство
3. Подключите прибор к сетевому адаптеру и вставьте вилку в розетку.
4. Выберите нужный Вам режим работы, нажав кнопку «РЕЖИМ».
5. Выберите нужное время процедуры сначала кнопку «ПРОГРАММА», а затем кнопками «+» и «-» уменьшите либо увеличьте время.
6. Выберите нужную мощность работы прибора повторно нажав кнопку «ПРОГРАММА», а затем кнопками «+» и «-» уменьшите либо увеличьте интенсивность.
7. Проводите процедуру по массажным линиям. Оптимальный угол наклона лопатки скрабера - 45° к поверхности кожи.
8. По окончании процедуры, отключите прибор от сети. Проздезинфицируйте лопатку скрабера. Нанесите косметическое средство подходящее вашему типу кожи

Сияние



Ультразвуковой скрабер
AllRest CH-201

Процедуры и режимы работы скрабера

1	Ультразвуковой пилинг лица	Удаление отмерших клеток верхнего слоя дермы, улучшение внешних характеристик кожной поверхности: гладкость, нежность, шелковистость	Работа скрабера в режиме PEEL . Уровни интенсивности 1-6. Применяется токопроводящее очищающее средство на водной основе. Работа наружной стороной лопатки. Необходимо удерживать контактные пластины на корпусе. Идет вибрация
2	Тонизация кожи лица	Стимуляция регенерации новых молодых клеток внешнего слоя дермы, усиление тонуса эластиновых и коллагеновых внутрикожных волокон в домашних условиях	Работа скрабера в режиме TONE . Уровни интенсивности 4 - 6. Применяется токопроводящее косметическое средство. Работа тыльной стороной лопатки. Необходимо удерживать контактные пластины на корпусе. Идет вибрация
3	Микромассаж ультразвуком	Механическая стимуляция тканей лица, усиление процессов регенерации, повышению функций соединительной ткани	Работа скрабера в режиме TONE . Уровни интенсивности 1 - 3. Применяется токопроводящее косметическое средство. Работа тыльной стороной лопатки. Необходимо удерживать контактные пластины на корпусе. Идет вибрация
4	Фонофорез	Глубокое проникновение косметических средств через открытые поры и активированные участки кожи под воздействием ультразвуковых вибраций, накопление в подкожных структурах компонентов косметических препаратов, что усиливает и пролонгирует действие косметических средств в сочетании с ультразвуком во много раз.	Работа скрабера в режиме TONE . Уровни интенсивности 1 - 6. Применяются лечебные/косметические средства. Работа тыльной стороной лопатки. Необходимо удерживать контактные пластины на корпусе. Идет вибрация
5	Ультразвуковая чистка кожи	Микроструи жидкого пилингового средства, эффективно проникают в поры вызывают раздражение сального секрета кожи, очищение кожных пор от салных пробок, устранение комедонов, черных точек, расширенных пор, акне. Происходит глубокое очищение и, одновременное, насыщение кожи кислородом	Работа скрабера в режиме CLEAN . Уровни интенсивности 1-6. Применяется жидкое пилинговое средство. Работа наружной стороной лопатки. Необходимо удерживать контактные пластины на корпусе. Идет вибрация
6	Лифтинг	Усиление упругости и подтяжка кожи лица за счет мягкого и постепенного увеличения тонуса мимических мышц, коллагеновых и эластиновых волокон дермы	Работа скрабера в режиме LIFT . Уровни интенсивности 4-6. Работа тыльной стороной лопатки. Применяются токопроводящие косметические средства. Необходимо удерживать контактные пластины на корпусе. Идет микроток. Ощущения минимальны или отсутствуют. Вибрации нет
7	Микротоковое воздействие	Воздействие слабым током, который является самым физиологичным и приближается по своему эффекту к токам мембран нервно-мышечных клеток - происходит восстановление нервных окончаний и клеток, снимается спазм мышечных волокон, расширяются сосуды, улучшается кровообращение. Восстановление мышечных клеток идет в щадящем режиме без стимуляции и сокращения	Работа скрабера в режиме LIFT . Уровни интенсивности 1-3. Применяются токопроводящие косметические средства. Работа тыльной стороной лопатки. Необходимо удерживать контактные пластины на корпусе. Идет микроток. Ощущения минимальны или отсутствуют. Вибрации нет. Рекомендуется в качестве завершающей процедуры.



Ультразвуковой скрабер
AllRest CH-201

Сияние

Средства, рекомендованные при процедурах

Тип кожи	Кол-во процедур	Время воздействия (мин.)	Применяемые средства	
			Очищение	Микромассаж
Жирная пористая кожа	0-15	10-30	Пилинговые растворы (лосьоны, тоники)	Нормализующие препараты (ампулы, сыворотки, гели)
Сухая кожа	10-15	10-20	Растворы с увлажняющим эффектом	Витаминизирующие, гидратирующие препараты (ампулы, сыворотки)
Увядающая кожа, морщины	10-20	10-20	Растворы с увлажняющим эффектом	Растворы, содержащие коллаген, эластин, активные экстракты, витамины
Чувствительная кожа	10	10-20	Растворы с увлажняющим эффектом	Питательные растворы, ампулы
Рубцы и пигментация	15-25	10-30	Растворы с увлажняющим эффектом	Растворы, содержащие экстракты плаценты, противопигментные гели

Технические характеристики

Напряжение: 220В/50Гц
Потребляемая мощность: не более 7 Вт
Выходная мощность: не более 1 Вт/см²
Частота ультразвука: 18 - 25 кГц
Диапазон рабочих температур: +10...35°C
Вес: 130 гр. (без адаптера)

Меры безопасности

После использования отключите прибор от розетки. Не используйте прибор если кабель или штекер повреждены или нагрелись. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся веществ. Не беритесь за прибор мокрыми руками. Не кладите изделие в области повышенной влажности и не погружайте в воду. Не давайте прибор детям. Не ремонтируйте и не разбирайте прибор самостоятельно. При поломке прибора обратитесь в сервисный центр

Рекомендации по уходу за изделием

Не используйте разбавитель, бензин или любой другой очиститель для очистки прибора, это может привести к его повреждению. Не используйте устройство при попадании прямых солнечных лучей, жаре или повышенной влажности.

После перемещения прибора в помещение с холода эксплуатация разрешается не ранее чем через 1 час. Дезинфекцию лопатки прибора проводите мягкой тканью смоченной в спирте.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок на ультразвуковой скрабер AllRest Сияние CH-201 составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем всех положений, излагаемых в инструкции.

Условия гарантии:

Наличие гарантийного талона, кассового или товарного чека, удостоверения личности.

Гарантийному ремонту подлежат только изделия в полной комплектации!

Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные следующими причинами:

- Гарантийный талон утерян, неправильно заполнен или подделан.
- Наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, сколов, следов ударов и т.п.).
- Повреждения вызваны не зависящими от продавца причинами: природные явления или пожар, перебои в подаче воды или электроэнергии, действие животных, насекомых, неправильной установкой и т.п.
- Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки изделия, установленных нормативной или технической документацией на него.
- Производилось вскрытие или ремонт покупателем или другим не уполномоченным лицом, а так же неправильный монтаж или подключение.
- Гарантия не распространяется на вышедшие из строя вследствие нормального износа принадлежности, запчасти, расходные материалы.
- Естественный износ изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение и т.п.).
- Изделие использовалось не в быту, а в целях извлечения прибыли (коммерческих целях), кроме случаев, когда эти цели предусмотрены нормативной и технической документацией на изделие.