

# Бытовой гибкий электрообогреватель

## «ЭМ-01-5»

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ME 83

#### **1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для локального обогрева тела.

#### **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 2.1. Напряжение питания  | - 220 В , 50 Гц |
| 2.2. Потребляемая мощность не более  | - 30 Вт         |
| 2.3. Режим работы : в режиме 0 выключено<br>в режиме 1 (15 Вт) продолжительный<br>в режиме 2 (30 Вт) - не более 1 часа<br>в режиме 0 выключено |                 |
| 2.4. Габаритные размеры не более   | - 25x90 см      |
| 2.5. Масса не более  | - 0,5 кг        |

#### **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- |  |          |
|--|----------|
| 3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-5» | - 1 шт.  |
| 3.2. Руководство по эксплуатации                   | - 1 экз. |
| 3.3. Потребительская тара                          | - 1 шт.  |

#### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- 4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
- 4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
- 4.3. Включить изделие в сеть.
- 4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ !**

*Во избежании несчастных случаев запрещается  
Разбирать нагревательный элемент изделия.  
Не употреблять в сложенном виде.  
Не оставлять включенное изделие без присмотра  
Не спать при включенном электрообогревателе.*

### **ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ**

Сохранить с целью дальнейшего использования

- \*Прочитать внимательно инструкцию.
- \*Не употреблять в сложенном виде.
- \*Не втыкать булавок.
- \*Не использовать в мокром состоянии.
- \*Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
- \*Не стирать.
- \*Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной таре при температуре от 5 до 40 С.
- \*Избегать образования в изделии отчётливых складок.
- \*Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае обнаружения признаков повреждения, необходимо прекратить пользование изделием.
- \*Продолжительное применение в верхней установке может привести к ожогу кожи.
- \*Не использовать для обогрева постели.
- \*Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
- \*Изделие не предназначено для употребления в больницах.

#### **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует  
ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска март2012 Штамп ОТК

Продан \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

#### **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации .
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации бытового гибкого электрообогревателя 1 год со дня продажи.
- 7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем.