

Министерство медицинской промышленности
Тюменский завод
медицинского оборудования и инструментов

**КИПЯТИЛЬНИКИ
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ
П-18-1, П-22-1, П-34-1, П-40-1
ТУ 64-1-106-81**

ЭТИКЕТКА

НАЗНАЧЕНИЕ КИПЯТИЛЬНИКА

Кипятильники предназначены для обеззараживания инструмента методом кипячения в дистиллированной воде

Обеззараживание инструмента производится в лотке, который погружается и вынимается с помощью двух захватов.

Средний срок службы кипятильника до списания 10 лет.

Кипятильник изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Габаритные размеры и масса

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг не более
П-18-1	200	83	55	0,8
П-22-1	240	126	70	1,4
П-34-1	360	171	85	2,4
П-40-1	420	196	100	3,2

ХРАНЕНИЕ

Кипятильники должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до + 50°C и относительной влажности до 100 % при температуре + 25°C.

Предельный срок защиты без переконсервации 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие и его части.

Адрес завода: 625035 г. Тюмень, ул. Республики, 205.

ЯРЛЫК ОТК

№ контролера 56

Дата выпуска 1983 год

Без возврата данного ярлыка претензии не принимаются