

Лотки медицинские металлические: почкообразные ЛМПч- «Ока-Медик»; стоматологические ЛМСг – «Ока-Медик»; прямоугольные- ЛМПУ – «Ока-Медик»

ПАСПОРТ (этикетка)

1 Назначение изделия, технические характеристики.

- 1.4 Лотки медицинские металлические (в дальнейшем – лотки) предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур.
- 1.5 Лотки изготавливаются в трёх исполнениях: большой, средний, малый, а так же с крышкой или без (по просьбе заказчика).
- 1.6 Лотки должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 10°С до 35°С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°С.

1.4 Обозначение и габаритные размеры лотков:

ЛМПУ – «Ока-Медик»	ЛМПч – «Ока-Медик»	ЛМСг – «Ока-Медик»
ЛМПУ-200 (200x150x25мм)	ЛМПч-160 (160x70x25 мм)	ЛМСг- на бинструментов
ЛМПУ-260 (260x180x30мм)	ЛМПч-200 (200x120x30 мм)	(195x90x22 мм)
ЛМПУ-300 (300x220x30мм)	ЛМПч-260 (260x160x30 мм)	
ЛМПУ-400 (400x300x40мм)		

1.5 Масса лотков: ЛМПУ-200 – 0,2кг; ЛМПУ-260 – 0,41кг; ЛМПУ-300 – 0,52кг; ЛМПУ-400 – 0,8кг; ЛМСг-бинструментов – 0,16кг; ЛМПч-160 – 0,15кг; ЛМПч-200 – 0,21кг; ЛМПч-260 – 0,31 кг.

1.6 Основные металлические детали лотков изготовлены из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т или 08Х18 по ГОСТ 5632.

1.7 На горизонтальной плоскости лотки стоят без перекоса и качки.

1.8 Лотки устойчивы к циклам обработки, состоящим из дезинфекции и стерилизации паром, или в сухожаровом шкафу, или химическим способом по МУ 287-113.

1.9 Средний срок службы лотков не менее 5 лет.

2 Комплектность.

2.1 Комплект поставки изделий:

1) Лоток одного вида из таблицы - 1шт;

2) Паспорт (этикетка) – 1шт;

3) Крышка (указывается отдельно при заказе) – 1шт.

Пункт 3) указывается отдельно при заказе и при обычном заказе на поставляется.

3 Хранение.

3.1 Лотки в упаковке предприятия изготовителя хранятся в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности 80% при 25°С. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

4 Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи.

Приобретено _____

МП

Подпись руководителя учреждения владельца _____

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию но не позднее чем через 12 месяцев со дня продажи (при покупке для длительного хранения условия обговариваются в договоре отдельно).

Контролёр _____ Упаковщик _____

Дата _____ Дата _____

ФЕВ 2016
ОТ К 100

М