

УТВЕРЖЕНО
Главный врач МГМСУ
Доцент Б. Журули



ПРОТОКОЛ

медицинских испытаний устройства локальной четырехместной термотерапии малогабаритного "УЛЧТ-ОЛЕЛАТ".

1. На кафедре физиотерапии МГМСУ проведены испытания устройства локальной четырехместной термотерапии малогабаритное "УЛЧТ-ОЛЕЛАТ"
2. Для испытаний предоставлены:
 - а/ опытный образец-1,
 - б/ техническая документация,
 - в/ программа испытаний.
3. Медицинские испытания проведены по программе и методикам изготовителя и кафедры физиотерапии МГМСУ. Число больных 107, количество процедур на курс лечения 6-24 по 20-40 мин, 1-2 раза в день, ежедневно или через день.
4. "УЛЧТ-ОЛЕЛАТ" соответствует техническому заданию. Время наработки 967 часов, отказов не отмечено. Применяли у больных для лечения стомалгии, глоссалгии, прозопалгии, неврита и невралгии черепно-/мозговых нервов, периодонтита, артрита и артроза различных суставов, сиалоденита, гайморита, тонзиллита, трахеита, бронхита, миозита, отита, рубцов, гематомы, ушиба, перелома костей, мигрени, рубцов, ринита, пульпит
- Положительный эффект отмечен у 74% больных в виде усижения или устранения боли, отека, явлений воспаления, ускорение гемодинамики, эпителизации, улучшение подвижности суставов, костеобразования.
5. Устройство отвечает требованиям медицинской практики по эксплуатационным качествам, портативно, простое в работе, индивидуального назначения в больничных и бытовых условиях.

Рекомендуется к серийному производству.

Зав. кафедрой физиотерапии МГМСУ
ПРОФЕССОР, академик МАИ и РАМТН

С.И. Ефанов
С.И. Ефанов