


модель  
**CA221**

**Опора под спину**  
с регулировкой угла наклона

опора снабжена мягким  
отстегивающимся подголовником



вес изделия



**Модель CA221**



Опора под спину используется для ухода за больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационаре и в домашних условиях.

#### **Инструкция по применению**

- установите требуемый угол наклона спинки от 35° до 75°;
- не допускайте контакта опоры с нагревательными элементами и колюще-режущими предметами.

#### **Комплект поставки**

- опора под спину – 1 шт.

#### **Уход за изделием**

Влажная обработка мыльным раствором без применения абразивных чистящих средств.

#### **Хранение**

Храните опору под спину в сухом и чистом месте.

Не подвергайте опору под спину воздействию высокой температуры, влажности и пыли, оберегайте от воздействия прямых солнечных лучей.

#### **Состав**

Полиэстер, сталь.