

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: насадка на унитаз Ortonica TU 233

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты и изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Насадка на унитаз Ortonica TU 233

***Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации***



**Специальное оборудование для туалетных комнат**

## **1. Назначение**

Насадка на унитаз Ortonica TU 233 является специальным оборудованием для туалетных комнат. Изделие предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как санитарно-гигиеническое приспособление для увеличения высоты унитаза.

## **2. Описание**

Насадка на унитаз с подлокотниками Ortonica TU 233 выполнена из полимерного материала. Она подходит на унитаз любой формы, и устанавливается на поверхность унитаза с помощью крепежей, входящих в комплект.

## **3. Технические характеристики**

Модель	Ширина сиденья см	Глубина сиденья см	Общая длина см	Общая ширина см	Масса нетто кг	Максимальная нагрузка кг
Насадка на унитаз Ortonica TU 233	52	42	53	42	2,40	100

## **4. Комплект поставки**

1. Насадка на унитаз – 1шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1шт.

## **5. Обслуживание и уход при эксплуатации**

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами.
2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов. Перед эксплуатацией надежно закрепить на унитаз.
3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

## **6. Гарантийные обязательства**

Гарантируется соответствие кресел-туалетов требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51632-2000, стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99), при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. Срок хранения- 3 года.

Изготовитель: ZhenJiang Assure Medical Equipment Co., Ltd, «Джеджанг Ашуре Медикал Эквипмент Ко.», (Лтд), Китай,  
ZhenJiang Assure Medical Equipment Co.,Ltd., №3 factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, ZhenJiang city, Jiangsu Province, China.

## **7. Сведения о сертификации**

Насадка на унитаз Ortonica TU 233 соответствуют требованиям технической документации, ТУ 9451-001-54627445-2006 и признан годными к эксплуатации. Декларация о соответствии № РОСС СН.АГ98.Д34486 действителен с 28.07.2014 г. по 27.07.2017г. Регистрационное удостоверение ФСЗ №2012/13491 действительно с 27.12.2012 г. Срок действия: не ограничен.

МП

Дата выпуска