

Изделия санитарно-гигиенического назначения из пластмасс

Сиденье для ванны с поручнем



Производитель: Foshan Suncare medical Products Co., Ltd (Китай)

Модель: SC6045C-N

Основные технические характеристики:

Ширина сиденья ($\pm 5\%$) – 76 см

Глубина сиденья ($\pm 5\%$) – 26-35 см

Высота фиксатора ($\pm 5\%$) – 9 см

Грузоподъемность ($\pm 5\%$) – 100 кг

Вес ($\pm 5\%$) – 2,4 кг

Сиденье предназначено для использования при уходе за людьми с инвалидностью, пожилыми, а также больными и людьми, проходящими реабилитацию в лечебном стационаре или домашних условиях. Позволяет принимать водные процедуры в более комфортных и безопасных условиях. Устанавливается на борта ванны. Благодаря регулируемым фиксаторам, установить сиденье можно на ванны разной ширины.

Фиксаторы

Сиденье оборудовано фиксаторами с противоскользящей поверхностью. Фиксаторы можно отрегулировать в зависимости от ширины ванны – это не потребует лишних усилий или применения инструментов.

Сиденье

Сиденье выполнено из легкого и прочного пластика с рифленой поверхностью и дренажными отверстиями для стекания воды. На поверхности сиденья есть специальная выемка для мыла, мочалки или других принадлежностей.

Поручень

На поручень нанесено специальное противоскользящее покрытие.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3), 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3), при соблюдении условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при представлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии РОСС СН.МГ11.Д11372

Срок действия с 21.03.2018г. по 20.03.2021г.

Дата изготовления

10 ОКТ 2016

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Оформляется продавцом

ПРОДАВЕЦ:

название организации, адрес, телефон

Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. В случае обнаружения неисправностей и брака изделия в гарантийный период, покупатель обращается к продавцу для его ремонта с предоставлением гарантийного талона.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____ / _____ / _____